

SOBREDOSIS: La irrigación en cavidades orgánicas cerradas puede producir lesiones por desprendimiento tumultuoso de oxígeno.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20.

REACCIONES ADVERSAS: Raramente irritación de la piel. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente consulte a su médico o farmacéutico.

CADUCIDAD: Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

TEXTO REVISADO: Julio 2002.

LABORATORIOS PÉREZ GIMÉNEZ
 Glorieta Farmacéutico Pérez Giménez, 1
 14007 CORDOBA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN
 MANTENERSE FUERA DEL
 ALCANCE Y LA VISTA
 DE LOS NIÑOS

pérezgiménez



702373.9-EFP



10 VOLÚMENES
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO
500 ml
SOLUCIÓN USO CUTÁNEO
NO INGERIR
SIN RECETA MÉDICA

LOTE:
CAD:
PVP (€):
PVP IVA (€):

COMPOSICIÓN POR 100 ml:
 Peróxido de hidrógeno (DCI) 3 g
 Agua purificada c.s.p. 100 ml

ACTIVIDAD: Antiséptico y desinfectante.
INDICACIONES: Lavado de heridas superficiales de la piel y separación de apósitos o vendajes adheridos a las mismas. Lavado tras extracciones dentales.

CONTRAINDICACIONES: No usar en cavidades orgánicas cerradas.
PRECAUCIONES: Uso externo. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos.

INTERACCIONES: La acción de agua oxigenada se ve disminuida en presencia de materia orgánica.
INCOMPATIBILIDADES: No debe usarse conjuntamente con agentes reductores, yoduros u oxidantes fuertes (permanganato).

ADVERTENCIAS:
Embarazo y lactancia: No se han descrito advertencias especiales.
Uso en niños: En enjuagues bucales no utilizar en menores de 2 años.

Efectos sobre la capacidad de conducción: No se han descrito.
POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:
 Lavado de heridas de la piel: aplicar el agua oxigenada sobre la herida o rectamente o mediante un algodón o gasa. En extracciones dentales mezclar a partes iguales con agua (uso ocasional, no en heridas gingivales, únicamente en mayores de 2 años).

<p>pérezgiménez</p> <p>Código: 0401-03</p> <p>Anula a: 0401-02</p>	AGUA OXIGENADA CUVE		Dpto. Planificación y Diseños
	ETIQUETA ADHESIVA AGUA OXIGENADA CUVE 500 ML		Medidas: 182 x 82 mm
			Pantone: PMS-349
Motivo de la revisión / Observaciones: UNIFICAR TAMAÑO ETIQUETA			
Realizado:	Verificado Planificación y Diseños:	Verificado Control de Calidad :	
Fecha :	Fecha :	Fecha :	
Verificado Fabricación :	Verificado Registros:		
Fecha :	Fecha :		